



Be Right™



Kit aplicaciones para Karl Fischer: contenido de humedad

de producto: **AP0014.KF1121**

USD Precio: Contacto Hach

Kit de aplicación para la determinación de contenido de humedad (Karl Fischer). Apto para la serie de valoradores automáticos Titralab KF1000, modelo KF1121.

Especificaciones

Aplicación:	Moisture Content Application
Contenido de la caja:	El kit de aplicación contiene memoria USB con la aplicación preprogramada, jeringa de vidrio, electrodo adecuado al método, tapón para botella con tubo desecador, vasos de plástico, imanes magnéticos, adaptador para jeringa y adaptador cónico para electrodo.
Garantía:	12 meses
Instrumentos compatibles:	KF1121
Parámetro:	Moisture Content (Karl Fischer)
Tipo:	Application Pack

Contenido de la caja

El kit de aplicación contiene memoria USB con la aplicación preprogramada, jeringa de vidrio, electrodo adecuado al método, tapón para botella con tubo desecador, vasos de plástico, imanes magnéticos, adaptador para jeringa y adaptador cónico para electrodo.