



Be Right™



Kit aplicaciones amperométricas preprogramadas: cloro libre y total, dióxido de cloro, clorita, sulfito (Autocat)

de producto: AP0007.AT1122

USD Precio: Contacto Hach

Kit de aplicación para la determinación de cloro libre y total, dióxido de cloro, clorita y sulfito (Autocat). Apto para la serie de valoradores automáticos Titalab AT1000, modelos AT1122/AT1222.

Especificaciones

Aplicación:	Municipal Applications
Contenido de la caja:	El kit de aplicación contiene memoria USB con la aplicación preprogramada, jeringa de vidrio, electrodo adecuado al método, tapón para botella con tubo desecador, imanes magnéticos, adaptador para jeringa y adaptador cónico para electrodo.
Garantía:	12 meses
Instrumentos compatibles:	AT1122 AT1222
Parámetro:	Cloro libre y total, dióxido de cloro, clorita, sulfito (Autocat)
Tipo:	Application Pack

Contenido de la caja

El kit de aplicación contiene memoria USB con la aplicación preprogramada, jeringa de vidrio, electrodo adecuado al método, tapón para botella con tubo desecador, imanes magnéticos, adaptador para jeringa y adaptador cónico para electrodo.