



ChromaVer Sobres de reactivo en polvo para la determinación de cromo, de 0,010 a 0,700 mg/L de Cr (VI)

de producto:

1271099

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Reactivo en polvo en paquetes sellados para la determinación de cromo, hexavalente y total. Para muestra de 10 mL.

Especificaciones

Cantidad:	Paquete
Conforme a EPA:	Sí
Instrumento:	Todos excepto DR/3000, DR/2000, DR/850 y DR/820
Método:	1,5 difenilcarbohidracida
Número de tests:	100
Número del método:	8023
Parámetro:	Cromo
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	0,010 - 0,700 mg/L Cr ⁶⁺

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)