



## Test kit para acidez, alcalinidad, dióxido de carbono, oxígeno disuelto, dureza y pH, modelo AL-36B

# de producto: 180202  
USD Precio: Contacto Hach  
Se envía dentro de 3 días

Peligroso



El modelo AL-36B del test kit, que utiliza la valoración por recuento de gotas y la colorimetría con discos de color, está diseñado para satisfacer las necesidades específicas del personal de conservación de la fauna terrestre y marina.

Se trata de un kit muy conocido y extremadamente versátil diseñado satisfacer las necesidades del personal de conservación de seres vivos

Determina el pH colorimétricamente utilizando un comparador de colores con disco de color. Los demás test utilizan valoraciones por recuento de gotas sencillas

El kit contiene todos los reactivos y utensilios necesarios en una robusta funda de transporte para el análisis en el campo

### Especificaciones

Aplicación:	Ecología
Modelo:	AL-36B
Número de tests:	100
Parámetro:	Acidity, Alkalinity, Carbon Dioxide, Dissolved Oxygen, Hardness, and pH
Plataforma:	Discos de Color