



Test kit para ácido cianúrico, modelo CY-3

de producto: 185102

USD Precio: Contacto Hach

Se envía dentro de 2 semanas

Se utiliza un agente estabilizador de cloro y de ácido cianúrico para el tratamiento de piscinas. El test kit para ácido cianúrico mide la turbidez que se forma en proporción a la concentración de ácido cianúrico, después de añadir el reactivo. Contiene 100 tests.

El kit contiene todos los reactivos y utensilios necesarios en una robusta funda de transporte para el análisis en el campo

Especificaciones

Aplicación: Piscinas y spa

Contenido de la caja: Incluye un reactivo, cilindro graduado, celda de muestra con tapa, varilla de medición,

instrucciones y caja de transporte.

Incremento mínimo: 20

Método: Turbidimetría

Modelo: CY-3

Modelo de Test Kit: CY-3

Número de tests: 100

Parámetro: Ácido cianúrico

Peso de envío (libras):

Rango de medición: 20 - 100 mg/L

Tpo de carcasa: D

Contenido de la caja

Incluye un reactivo, cilindro graduado, celda de muestra con tapa, varilla de medición, instrucciones y caja de transporte.