



Be Right™



Test kit para dureza, hierro y pH, modelo HA-62B

de producto:

183702

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible

Peligroso



Modelo HA-62B

Incluye disco de color y un comparador de colores para la comparación colorimétrica de hierro y pH, así como una valoración por recuento de gotas para determinar la dureza. El test kit genera una amplia gama de tests de pH.

Combina los parámetros medidos con frecuencia en un kit resistente

Utiliza un disco de color y métodos de valoración por recuento de gotas

El kit contiene todos los reactivos y utensilios necesarios en una robusta funda de transporte para el análisis en el campo

Especificaciones

Aplicación:	Calidad del agua
Modelo:	HA-62B
Número de tests:	100
Parámetro:	Hardness, Iron, and pH (4-10)
Plataforma:	Discos de Color