



Test kit, fosfato, modelo PO-23

de producto:

224902

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible

Peligroso



El sencillo método de bajo coste de disco de color es el método para el kit de muestras visual más preciso.

El sencillo método de bajo coste de disco de color es el método para el kit de muestras visual más preciso

Consiga resultados rápidos con un kit de prueba de fácil transporte

Especificaciones

Incremento mínimo:	0.1
	1
Modelo:	PO-23
Modelo de Test Kit:	PO-23
Número de tests:	100
Número del método:	Disco de color/ácido ascórbico para muestras claras
Parameter:	Phosphate
Parámetro:	Ortofosfato/metafosfato - como PO_4^{3-}
Peso de envío (libras):	4
Plataforma:	Discos de Color
Rango de medición:	1 - 40 mg/L PO_4
Rango estándar:	0.1 - 4 mg/L PO_4 ; 1 - 40 mg/L PO_4
Tpo de carcasa:	F