



Be Right™



Chlorine, free + total; low range Test kit de Cloro libre y total (modelo CN-80)

de producto:

2129000

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible

Peligroso



El sencillo método de bajo coste de disco de color es el método visual más preciso.

El sencillo método de bajo coste de disco de color es el método visual más preciso

Consiga resultados rápidos con un test kit de fácil transporte

Especificaciones

Incremento mínimo:	0.02
	0.1
	0.5
Método:	Disco de color/DPD
Modelo:	CN-80
Modelo de Test Kit:	CN-80 ²
Número de tests:	100
Parameter:	Chlorine (Free and Total)
Parámetro:	Cloro, rango bajo: como Cl ₂ libre y total
	Cl ₂ total
	(0-10 mg/l: solo T)
Plataforma:	Discos de Color
Rango de medición:	0 - 3,4 mg/L Cl ₂
Rango estándar:	0 - 0.68 mg/L Cl ₂ ; 0 - 3.4 mg/L Cl ₂ ; 0 - 10 mg/L Cl ₂
Tpo de carcasa:	D