



Be Right™



Cloro libre y total, CN-66, Discos color, pk 100

de producto:

223101

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Rango de medición 0,1-3,4 mg/L Cl₂

Especificaciones

Incremento mínimo:	0,2
Método:	Discos de Color/DPD
Modelo:	CN-66
Modelo de Test Kit:	CN-66
Número de tests:	50 libre, 50 total
Parameter:	Chlorine (Free and Total)
Parámetro:	Cloro, rango bajo - Como Cl ₂ Libre y Total
Plataforma:	Discos de Color
Rango de medición:	Single Range
Rango estándar:	0 - 3.4 mg/L Cl ₂
Tpo de carcasa:	B