



Cloro total; disco de color, modelo CN-66T (paq./100)

de producto:

223103

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Rango de medición 0,1-3,4 mg/l Cl₂.

Especificaciones

Incremento mínimo:	0,2
Método:	Disco de color/DPD
Modelo:	CN-66T
Modelo de Test Kit:	CN-66T ²
Nota al pie:	*mg/l a menos que se indique lo contrario; ppb = µg/l; ppm = mg/l.; gpg = granos por galón; 1 gpg = 17,1 mg/l o 17,1 ppm.
Número de tests:	100
Parameter:	Chlorine Total
Parámetro:	Cloro, rango bajo: como Cl ₂ total
Plataforma:	Discos de Color
Rango de medición:	Single Range
Rango estándar:	0 - 3.4 mg/L Cl ₂
Tpo de carcasa:	B