



Be Right™



Kit de pruebas de ozono de discos de color AccuVac de 0,05 a 1,50 mg/L

de producto:

2518050

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible

Peligroso



Método visual rápido y preciso para determinar las concentraciones de ozono. Se utiliza para controlar los niveles de desinfectante en el agua, las aguas residuales y el agua industrial. El kit contiene 25 pruebas.

El sencillo método de disco de color de bajo costo es el método de kit de pruebas visuales más preciso.

Los frascos AccuVac® no generan inconvenientes y permiten evitar las mediciones.

El método de trisulfonato índigo enmascara las interferencias del cloro y otros agentes oxidantes, y facilita los análisis del ozono.

El resistente kit de pruebas contiene todos los reactivos y aparatos requeridos para realizar análisis de campo.

Especificaciones

Contenido de la caja:	Incluye disco de color, caja de comparación y vial vacío, matraz de muestra, 25 ampollas de ozono AccuVac de alto rango, AccuVac Snapper, instrucciones y caja de transporte.
Incremento mínimo:	0.05
Método:	Color disc/ Indigo trisulfonato
Modelo:	NA
Modelo de Test Kit:	AccuVac® Kit
Número de tests:	25
Parameter:	Ozone
Parámetro:	Ozone - As O ₃
Plataforma:	Accuvac
Rango de medición:	0 - 1.50 mg/L O ₃
Rango estándar:	0 - 1.50 mg/L O ₃
Tpo de carcasa:	G

Contenido de la caja

Incluye disco de color, caja de comparación y vial vacío, matraz de muestra, 25 ampollas de ozono AccuVac de alto rango, AccuVac Snapper, instrucciones y caja de transporte.