



Be Right™



## Estándar de turbidez de formacina, 4000 NTU, 500 mL

# de producto:

246149

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



El estándar de turbidez puede diluirse para su empleo con cualquiera de los turbidímetros de Hach.

---

### Especificaciones

Cantidad:	500 mL 500 mL
Concentración:	4000 NTU
Condiciones de almacenamiento:	Store in a cool, dark place, away from direct sunlight
Parámetro:	Turbidity
Rango de medición:	N/A

---

### Accesorios requeridos

- Guantes, desechables, sin polvo, nitrilo, medianos (Item 2550502)
- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)